

ALCASORB - Poliglikolsav (PGA)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCASORB® varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek poliglikolsavból készülnek. A varrófonalak bevonata kalcium-sztearát és poli(kaprolakton) keveréke.

Javallatok

Az ALCASORB® varrófonalak általánosan használhatók lágy szöveti zárásra vagy ligálásra, de nem használhatók szív- és idegszöveti, valamint szemészeti műtéteknél.

Hatás

Az ALCASORB® varrófonalak minimális gyulladáshoz vezetnek, majd a varrónál felszívódása hidrolízis révén történik. A teljes felszívódás 60-90 nap alatt történik.

Ellenjavallatok

Az ALCASORB® varrófonalak nem alkalmazhatók olyan esetekben, ahol hosszú távú szöveti zárás szükséges.

Figyelmeztetések

A varrónál csak steril körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

Tárolási feltételek

Az ALCASORB® terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.