

ALCASORB Rapid - Poliglikolsav (PGAR)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCASORB® Rapid varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek poliglikolsavból készülnek. Ezek a varrófonalak rövid távú sebzáró támogatást nyújtanak, és kalcium-sztearáttal és poli(kaprolakton) bevonattal rendelkeznek.

Javallatok

Az ALCASORB® Rapid varrófonalak általánosan használhatók légyszöveti zárásra, ahol rövid távú sebzáró támogatás szükséges.

Hatás

Az ALCASORB® Rapid varrófonal minimális akut gyulladáshoz vezet, majd a varrófonal felszívódása hidrolízis révén történik. A teljes felszívódás 40-45 nap alatt történik.

Ellenjavallatok

Az ALCASORB® Rapid varrófonal nem alkalmazható olyan esetekben, ahol hosszú távú szöveti zárás szükséges.

Figyelmeztetések

A varrófonalat csak sterile körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

Tárolási feltételek

Az ALCASORB® Rapid terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.