

ALCALACTINE Rapid - Poliglikolsav-tejsav (PGLA Rapid)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCALACTINE® Rapid varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek 90%-ban glikolsavból és 10%-ban tejsavból állnak. Ezek a varrófonalak rövid távú sebzárást támogatást nyújtanak.

Javallatok

Az ALCALACTINE® Rapid varrófonalak általánosan alkalmazhatók lágyszöveti zárásra, ahol rövid távú sebzárást támogatás szükséges.

Hatás

Az ALCALACTINE® Rapid varrófonal minimális akut gyulladási reakciót vált ki, majd a varrófonal felszívódása hidrolízis révén történik. A teljes felszívódás 40-45 nap alatt történik.

Ellenjavallatok

Az ALCALACTINE® Rapid varrófonalak nem alkalmazhatók olyan esetekben, ahol hosszú távú szöveti zárás szükséges.

Figyelmeztetések

A varrófonalat csak steril körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

Tárolási feltételek

Az ALCALACTINE® Rapid terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.