

Ultrahangos sebészeti berendezés

CSUS 8000 Generátor és olló

- Érintőképernyős felület
- Kompakt, új kialakítás
- Tissue Sense technológia
- CE tanúsítvánnyal rendelkező 5 mm-es érelzárás

A Sound Reach™ ultrahangos platform új szintre lép

A 8000-es generátor vadonatúj, megkülönböztető dizájnnal és egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek átalakítják a sebészeti eljárásokat.

CSUS 8000 rendszer komponensei

Termékkód	Szárhossz	Felhasználási terület	Doboz tartalma
CH14PD	14 cm	Nyitott, fül-orr-gégészeti műtétek	3 db
CH23PD	23 cm	Általános, gyermeksebészeti műtétek	3 db
CH36PD	36 cm	Általános, bariátriai, nőgyógyászati, urológiai, kolorektális endoszkópos műtétek	3 db
CH45PD	45 cm	Elhízott betegeken végzett műtétek	3 db

Sound Reach ollók

PD sorozatú ollók

- Márkaütközési kompatibilitás: Használható meglévő generátorokon
- Hajlított pofa: Kiváló láthatóságot és boncolási hatékonyságot biztosít
- Egykezes használat: Egyszerű forgatás és aktiválás

Tissue Sense technológia

A Tissue Sense egy hardver és szoftver kombinációja, amely lehetővé teszi, hogy a 8000-es generátor egyszerre figyelje az olló jeleit és a szövetellenálláshoz igazítsa az energia kibocsátását.

Termékjellemzők

- Többnyelvűség: A 8000-es sorozat több nyelven is elérhető
- Érintőfelület: Nagyméretű érintőképernyő az intuitív és egyszerű kezelhetőség érdekében
- Kompakt kialakítás: Karcsúbb forma, amely több helyet biztosít
- 5 mm-es érelzárás: Biztonságos zárási képesség legfeljebb 5 mm érátmérőig