

ALCALACTONE - Poliglikolsav-kaprolakton (PGCL)

Author : Fordító

Leírás

Az ALCALACTONE® varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek poliglikolsav és kaprolakton kopolimerből készülnek. Az ALCALACTONE® varrófonalak minimális szöveti irritációt okoznak, és felszívódásuk a szervezetben történik.

Javallatok

Az ALCALACTONE® varrófonalak általánosan használhatók légyszöveti zárásra és ligálásra, ahol felszívódó varrófonal szükséges.

Hatás

Az ALCALACTONE® varrófonalak minimális gyulladáshoz vezetnek, majd a varrófonal felszívódása hidrolízis révén történik, fokozatosan veszít szilárdságából. Az ALCALACTONE® teljes felszívódása 90-120 nap között történik.

Ellenjavallatok

Az ALCALACTONE® varrófonal nem alkalmazható olyan esetekben, ahol hosszú távú szöveti zárás szükséges.

Figyelmeztetések

A varrófonalat csak steril körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

Tárolási feltételek

Az ALCALACTONE® terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.