

Forró levegő sterilizáló



Alkalmazások:

A magas hőmérséklet által nem befolyásolt tárgyak, például üvegáruk, porcelán, zselatinos szivacs, folyékony paraffin, vazelin, kenőcs, különféle porok és fém sebészeti eszközök sterilizálására szolgál.

Jellemzők:

- A maximális hőmérséklet elérheti a 250 Celsius fokot a fertőtlenítő hatás fenntartása érdekében.
- A pontos hőmérséklet-szabályozás kialakítása pontosan eléri a beállított fertőtlenítési hőmérsékletet, hogy a hőmérséklet ne csökkenjen.
- Megfigyelhető perspektívaablakkal rendelkezik, hogy bármikor megfigyelhesse a fertőtlenített tárgyak helyzetét.
- Időzítő rendszer, kéz nélküli, kényelmesebb használat.

Műszaki paraméterek:

Modell	BJPX-SH23	BJPX-SH55	BJPX-SH88	BJPX-SH105	BJPX-SH140	BJPX-SH200
Kapacitás (L)	23	55	88	105	140	200
Teljesítmény (W)	600	1000	1200	1500	2000	2300
Hőmérséklet-szabályozási mód	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100
Hőmérséklet-tartomány	RT+10–250°C	RT+10–250°C	RT+10–250°C	RT+10–250°C	RT+10–250°C	RT+10–250°C
Hőmérséklet-ingadozás	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C
Hőmérséklet-egyenletesség	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C
Környezeti hőmérséklet	5–40°C	5–40°C	5–40°C	5–40°C	5–40°C	5–40°C
Kamra mérete (mm)	256×263×314	356×340×414	433×363×470	435×457×500	604×463×558	605×491×658
Külső méret (mm)	583×393×486	683×494×586	781×442×682	781×593×670	881×594×754	931×644×802
Csomagolási méret (mm)	675×522×746	775×622×746	873×622×801	873×622×820	973×722×890	1023×722×990
Bruttó tömeg (kg)	40	53	65	78	90	105