

# ALCALACTINE - Poliglikolsav-tejsav (PGLA)

---

Author : Fordító

## Leírás

---

Az ALCALACTINE® varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek 90%-ban glikolsavból és 10%-ban tejsavból állnak. Az ALCALACTINE® varrófonalak bevonata kalcium-sztearát és poli(glykol-tejsav) keveréke.

## Javallatok

---

Az ALCALACTINE® varrófonalak általánosan használhatók lágyszöveti zárásra vagy ligálásra, de nem használhatók szív- és idegszöveti, valamint szemészeti műtéteknél.

## Hatás

---

Az ALCALACTINE® varrófonalak minimális gyulladást váltanak ki, majd a varrófonal felszívódása hidrolízis révén történik. A teljes felszívódás 56-70 nap alatt történik.

## Ellenjavallatok

---

Az ALCALACTINE® varrófonalak nem alkalmazhatók olyan esetekben, ahol hosszú távú szöveti zárás szükséges.

## Figyelmeztetések

---

A varrófonalat csak steril körülmények között nyissuk ki, a sérült vagy nyitott csomagolást ne használjuk fel.

## Tárolási feltételek

---

Az ALCALACTINE® terméket száraz, tiszta helyen, 5°C-25°C közötti hőmérsékleten, nedvességtől és közvetlen hőtől távol kell tárolni.