

Paraméter rövidítés	Valós név vagy változó
ALB	Albumin
A/G*	Albumin / Globulin arány
ALP	Alkalikus Foszfátáz
LDH	Laktát Dehidrogenáz
TBA	Total Bile Acid (Epesav)
AST	Aspartate Aminotransferase
ALT	Alanine Aminotransferase
TB	Total Bilirubin
GGT	Gamma-GT
TC	Összkoleszterin
CREA	Creatinine
BUN	Blood Urea Nitrogen (Karbamid)
PHOS	Phosphorus
UA	Uric Acid (Húgysav)
Mg	Magnézium
AMY	Amiláz
LIPA vagy LPS	Lipáz
CK	Creatinine Kinase
TG	Triglycerides

GLU	Glükóz
TP	Összfehérje
GLOB*	Globulin (Összfehérje-Albumin)
Ca	Kalcium
Na	Nátrium
tCO2	Bicarbonate-Totál széndioxid
Cl	Klorid
K	Kálium
c-CRP	CRP (kutya)
fSAA	Szérum amiloid A (macska)
B/C*	Karbamid / Kreatinin arány
FRU	Fruktózamin
LAC	Laktát
PT	Prothrombin
APTT	Aktivált parciális thromboplastin idő
TT	Trombin idő
Fib	Fibrinogén
NH3	Ammónia