

Intelligens, sokoldalú

Elektrosebészeti generátor

Max. teljesítmény: 350W

Kiváló kompatibilitás

Alkalmos általános sebészethez, érsebészethez, hepatobiliáris és hasnyálmirigy sebészethez, szív- és érrendszeri műtétekhez, gasztroenterológiához, TURP és TUVP műtétekhez

Kompatibilis agron koagulációval, cisztoszkópiával, artroszkópiával, laparoszkópiával és hiszteroszkópiával

Műszaki paraméterek

1. Működési környezeti hőmérséklet: 5°C , 40°C
2. Relatív páratartalom tartomány: 80%
3. Légköri nyomás tartomány: 86,0 , 106,0 Kpa
4. Működési módok:
 - a. Tiszta vágás: 1W , 350W (terhelés: 500 Q)
 - b. Keverék 1: 1W , 250W (terhelés: 500 Q)
 - c. Keverék 2: 1W , 150W (terhelés: 500 Q)
 - d. Koaguláció 1 (Spray koaguláció): 1W , 120W (terhelés: 500 Q)
 - e. Koaguláció 2 (Kényszer koaguláció): 1W , 100W (terhelés: 500 Q)
 - f. Koaguláció 3 (Lágy koaguláció): 1W , 50W (terhelés: 500 Q)
 - g. Bipoláris 1 (Érszelepités): 1W , 150W (terhelés: 100 Q)
 - h. Bipoláris 2 (Mikro bipoláris): 1W , 100W (terhelés: 100 Q)

Technológiai adatok

- a. Tápegység: 220V/110V, 50Hz/60Hz
- b. Működési frekvencia: 41 kHz
- c. Földre történő szivárgó áram: Kevesebb, mint 0,5 mA
- d. Betegre történő szivárgó áram: Kevesebb, mint 0,01 mA

Kísérő tartozékok

Eldobható elektrosebészeti kés, neutrális elektróda, újra használható bipoláris fogó, lábkapcsoló, kábel.

Szállítási adatok:

\$	Csomagolási doboz mérete:	59*49.4*32(CM)
6	Bruttó súly	12 KG