



TERMÉKAJÁNLÓ 2025 TAVASZ



KATSAN ALCALACTONE

felszívódó varrófonalak
kihagyhatatlan akcióban,
rendeljen most PGCL
kuponkóddal 30% kedvezménnyel!

Az **ALCALACTONE®** varrófonalak szintetikus, felszívódó, steril sebészeti varrófonalak, amelyek poliglikolsav és kaprolakton kopolimerből készülnek (PGCL), minimális szöveti irritációt okoznak, és felszívódásuk a szervezetben történik. Általánosan használhatók légyszöveti zárásra és ligálásra, ahol felszívódó varrófonal szükséges.

MIÉRT ÉRDEMES ALCALACTONE VARRÓFONALAT VÁLASZTANI?

- Mert Nyugat-Európában (Németország, Ausztria, Anglia, Spanyolország, Portugália) előnyben részesítik a rövidebb felszívódású, kíméletesebb varróanyagokat.
- Mert a sebösszetartási idő sokkal fontosabb, mint a teljes felszívódási idő
- Mert a PGCL fonal könnyebben kezelhető, mint a PDS
- Mert PDS fonalakat inkább inakhoz, nagy hasfal záráshoz ajánljuk.
- Mert a varrat könnyebben, gyorsabban gyógyul, az állat és a gazdi is nyugodtabb.

A KEDVEZMÉNY "PGCL" KUPONKÓDDAL CSAK WEBÁRUHÁZAS RENDELÉSKOR ÉRVÉNYESÍTHETŐ! Az akció 2025.03.22-04.22. között elérhető az everymed.eu weboldalon.

LAPAROSZKÓPOS ÉS ENDOSZKÓPOS WORKSHOP A TAVASZI HSAVA-N AZ EVERYVET STANDNÁL JÁTÉKOS FELADATOKKAL, GARANTÁLT NYEREMÉNNYEL!





PARTNER A SEBÉSZETI ÉS DIAGNOSZTIKAI MEGOLDÁSOKBAN

ÚJ



AI 100 VET
morfológiai minilabor
vér-bélsár-vizelet elemzéséhez



**LIGASURE
FORCETRIAD**
3 in 1 mono-bipol ligasure generátor



SUPERVET XP
ligasure generátor

ÚJ



REACH
2 in 1 ultrahangos vágó
és ligasure generátor

ÚJDONSÁG TOOTOO TTEP 200 Mono-Bipol, Ligasure Generátor

Alkalmas a lágy szövetek vágására és koagulációjára nyitott és laparoszkópos sebészeti eljárásban egyaránt, biztonságosan lezárja és elvágja az ereket 7 mm-es érig. 3 az 1-ben készülék, így nincs szükség külön generátorokra a monopóláris kés és a bipoláris csipesz és a ligasure kézi eszközök számára. A terméket elsősorban azoknak az állatorvosoknak ajánljuk, akik szeretnének biztonságosan, gyorsan idegen anyag bevitelle (varróanyag) nélkül ereket lekötni, zsírszövetet vágni.

Mik a TTEP 200 előnyei?

- akár 50%-kal gyorsabban zár
- intelligens elektrosebészeti tömítés és vágás, nincs szükség a paraméterek kézi beállítására, intelligens működés egy kattintással
- automatikusan leállítja az energiakibocsátást és riasztást ad a zárás után a vágásra
- 200W maximális teljesítmény, gyorsabb sebesség és nagyobb stabilitás
- másodpercenként 450 000 x visszacsatolási algoritmus a nagy erek lezárásához, méri a szöveti ellenállást és aszerint állítja be a megfelelő energiaszintet a kéziműszerben
- kompatibilis az eredeti ligasure eszközökkel is
- teljesítmény memória funkció a beállítások tárolására
- visszatérő elektróda felügyeleti rendszer
- interaktív érintőképernyő



DISPOSABLE ENDOTRACHEÁLIS TUBUSOK

- több méretben
- mandzsettás és mandzsetta nélküli kivitelben
- kedvező áron
- raktárról akár 24 órán belüli kiszállítással



ÚJ, PVD BEVONATOS KÉZIMŰSZEREK

- nagy keménység és kopásállóság - növeli az kéziműszer élettartamát
- korrózióállóság - véd a rozsdásodás ellen
- vékony bevonati réteg - csupán néhány mikrométer vastag, így nem befolyásolja jelentősen a méreteket
- környezetkímélő gyártási technológia - készítésénél nem használnak mérgező vegyszereket könnyebben tisztítható, sterilizálható, mint a hagyományos kéziműszerek
- több típus
- kedvező áron
- raktárról akár 24 órán belüli kiszállítással



TERMÉKEINK FELKELTETTÉK ÉRDEKLŐDÉSÉT? RENDELJEN EGYSZERŰEN WEBSHOPUNKBÓL!

KÖZEL KÉTEZER TERMÉK
AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁSSAL
EGYSZERŰ REGISZTRÁCIÓVAL
FOLYAMATOS AKCIÓKKAL ÉS HŰSÉGPROGRAMMAL
KÉNYELMESEN, RENDELŐJÉBŐL, PERCEK ALATT





KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON IS!



Csatlakozzon zárt csoportunkhoz műtéti videóért, szakmai témákért és egyedi akciókért:



KOVÁCS GÁBOR
régióvezető
+36706151543
kovacs.gabor@everymed.hu

VEJKI ZSOLT
régióvezető
+36706086341
vejki.zsolt@everymed.hu

ZSILICS BALÁZS
üzletágvezető
+36203746420
zsilics.balazs@everymed.hu

 everymed.eu  info@everymed.hu **Ügyfélszolgálat: 06 20 230 3303**