

OP9 Kettős Energiájú Generátor

OSA Érlezáró és Szövetvágó

SR7 Ultrahangos Olló

ENER REACH Energia Platform

- Érintőképernyős felület
- Kettős energia platform (RF & Ultrahangos)
- Tissue Sense technológia
- 7 mm-es érlezárás
- CE tanúsítvánnyal rendelkezik

Tissue Sense technológia

A Tissue Sense technológia folyamatosan figyeli az eszköz pofájánál az elektromos jeleket, és intelligensen állítja be a teljesítményt az optimális lezárás, gyors vágás és minimális hőtermelés érdekében.

Termékjellemzők:

- **7 mm-es érlezárás:** Biztonságos lezárási képesség akár 7 mm-es erekhez OSA és SR7 ollóval.
- **Reszponzív aktiválás:** Intelligens energiakimenet, zökkenőmentes aktiválás.
- **Intelligens lezárás:** Folyamatos impedanciafigyelés és automatikus lezárási ciklus.
- **Párna védelem és kimeneti beállítás:** Precíz hőszabályozás.
- **Ultrahangos és bipoláris technológia**

OSA Sorozat - Érlezáró és Szövetvágó

- **360°-os folyamatos forgatás**
- **Shaft hosszúságok:** 23 cm, 37 cm, 44 cm
- **Pofa hosszúság:** 20,7 mm
- **Tapadásmentes bevonat**
- **Egylépéses zárás és lezárás**

7 mm-es érlezárás

A kizárólagos Tissue Sense technológiánknak köszönhetően az OSA érlezáró és szövetvágó vastag szöveteket és akár 7 mm-es ereket is magabiztosan lezár, biztosítva a megbízható eredményeket minden alkalommal.

Kényelmes ergonómia

A hosszú, vékony és ívelt pofatervezés, valamint az erős pofarögzítő erő révén az OSA lehetővé teszi a pontos és könnyed szövetdiszekciót. Az egy lépéses lezárási folyamat csökkenti az eljárási időt, míg a 360°-os forgó mechanizmus növeli a manőverezhetőséget és a hatékonyságot.

Tapadásmentes bevonat

Egyedi bevonatunk minimalizálja a tapadást, csökkenti a szövetmaradványok felhalmozódását, és egyszerűsíti a tisztítást, biztosítva a zavartalan és hatékony munkát.

Termékkódok és jellemzők

- **OSA23** – 23 cm – Nyílt sebészeti eljárások
- **OSA37** – 37 cm – Laparoszko pos sebészet
- **OSA44** – 44 cm – Laparoszko pos sebészet

SR7 Sorozat - Ultrahangos Olló

- **7 mm-es érlezárás**
- **Fejlett hemosztázis funkció**
- **Erősebb pofafogás és gyorsabb vágási sebesség**
- **Ergonomikus markolat**

Kényelmes és precíz tervezés

Az új pofatervezés növeli a záróerőt, megkönnyíti a szövetkezelést, és gyorsabb vágási sebességet, valamint biztonságosabb lezárásokat tesz lehetővé.

Az SR7 ergonomikus markolata tökéletesen illeszkedik a sebészek kezébe, a puha, homorú és rugalmas párnázás pedig növeli a fogóerőt, csökkentve a csúszás kockázatát műtét közben.

Termékkódok és jellemzők

- **SRE14** – 14 cm – Nyílt, ENT eljárások
- **SRE23** – 23 cm – Általános, gyermeksebészeti eljárások
- **SRE36** – 36 cm – Általános, bariátriai, nőgyógyászati, urológiai, kolorektális endoszkópos eljárások
- **SRE45** – 45 cm – Elhízott betegek számára végzett eljárások

Kapcsolat

Globális központ

120 Xinxing Road, West Zone, TEDA,

300462 Tianjin, Kína

T: +86-22-25326259

F: +86-22-66200915

További információ: int.reachsurgical.com
