

ÖTVÖZET KÉZIBESZÉLŐ SZAKÉRTELEM

Termékeink több mint 100 országban elérhetők.

A termékek CE-, FDA- és Bureau Veritas-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Piezoelektromos ultrahangos fogkőeltávolítók fejlesztésére és innovációjára specializálódtunk, 40+ nemzeti szabadalom birtokban.

Mi alkottuk meg a világon az első, repedésmentes alumíniumötvözet kézibeszélőt.

P8L

Automatikus vízellátású fogkőeltávolító

[ÁBRA: A P8L fogkőeltávolító egység termékfotója. Fehér, asztali készülék, amely vízszintes elrendezésű. Jól látható az érintőpanel a G (fogkőeltávolítás), P (parodontológia) és E (endodontia) gombokkal, a LED-es fokozatjelzők sorai, a kézibeszélő tartója (jobb oldalon), a kézibeszélő maga, valamint az átlátszó vizes palack a bal felső részen. A hegy automatikus felismerést jelez. A készülék elegáns, fehér színű, modern kialakítású.]

Scaling & Perio & Endo

(Fogkőeltávolítás, Parodontológia, Endodontia)

Főbb jellemzők

- Érintőképernyős kezelőpanel

Levehető alumíniumötvözet LED-es kézibeszélő:

- Repedésmentes, nem sárgul el
- Nem melegszik fel
- Autoklávozható
- Automatikus hegtípus-felismerés
- 500 ml-es palackkapacitás
- Felhasználható folyadékok: tisztított víz, klorhexidin, hidrogén-peroxid, nátrium-hipoklorit
- Fehér fény opcionálisan elérhető

Kiváló ár-érték arány.

Autoklávozható 134 °C-on.

Főbb tartozékok

[ÁBRA: TW2 nyomatékkulcs – fehér, pohár formájú tartó, amelynek aljára a skaler-hegy felhelyezhető. Az alján autoklávozhatósági szimbólum látható (134 °C).]

TW2 Nyomatékkulcs

Mágneses rögzítés tartja a skaler-hegyet – nem esik ki.
Nincs aggódni a túlhűzés miatt.

[ÁBRA: Skaler-hegyek sorozata. Hat hegy rajzos ábrán: T1, T2, T3, T4, T5 (fogkőeltávolítás és parodontológia), E1 (endodontia). A hegyek különböző szögű, hajlított kialakításúak.]

Skaler-hegy

Fogkőeltávolítás: 4 db
Parodontológia: 1 db
Endodontia: 1 db

[ÁBRA: Endo-reszelők (tűk) és endo-csavarkulcs. Bal oldal: több vékony endo-reszelő egymás mellett, különböző méretjelölésekkel. Jobb oldal: endo-csavarkulcs, kisebb kézi szerszám az endo-befogó rögzítéséhez.]

Endo-reszelő

Gyökércsatorna-kezeléshez.

Endo-csavarkulcs

Az endo-befogó kézibeszélőre való rögzítéséhez és az endo-reszelő befogásához.