




Nyúl / rágcsáló Asztali szájterpesz



Felgyorsítja a beavatkozást, és megkíméli a bajlódástól a nyulak és rágcsálók fogászati kezelése során szükséges pozicionálásnál. Sokkal egyszerűbb és kényelmesebb teszi a vizsgálatot és a kezelést.





RDT01 Rágcsáló fogászati asztal – Klasszikus

Kód RDT01

Műszaki adatok H 28,2 × Sz 16 cm,
Az állítható rúd magassága 30 cm

Színválaszték Sárga, zöld



RDT021 Rágcsáló fogászati asztal – Többfunkciós


Kód RDT02

Műszaki adatok H 26 × Sz 13,2 cm,
Az állítható rúd magassága 14/17,5 cm

Színválaszték Kék



Sebészeti minőségű teflon és rozsdamentes acél. Kifejezetten nyulak és rágcsálók számára tervezett asztal, amely kéz nélküli fogászati munkát tesz lehetővé kisemlősöknél és nyulaknál.



Az állítható lap különböző szögekbe dönthető.



Az állítható rudak a szájterpesszel stabilan tartják a fejet, és a megfelelő pozícióban nyitva tartják a szájat, segítség nélkül. Akkor is működik, ha a metszőfogakat eltávolították.

Tootoo Meditech Co., Ltd.
Cím: 3A, Phase II, Smart Home,
Baolong Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, Kína

Tel.: +86-755-28306385
E-mail: info@newtootoo.com
Web: www.newtootoo.com