




TooToo MediTech Co., Ltd.

TT-FC100

Állatorvosi szemfenékkamera

Könnyen kezelhető kézi kamera az állatorvosi retinavizsgálathoz és a leletek dokumentálásához.



Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína
Tel.: +86-755-28306385 E-mail: info@newtootoo.com
Web: www.newtootoo.com



42°-os nagylátószögű megfigyelés



Beépített akkumulátor: 4–6 óra üzemidő



Pupillatágítás nélküli vizsgálat




Wi-Fi-átvitel az egyszerű adatmegosztáshoz



HD képalkotás CMOS-érzékelővel



Hordozható, kézi kivitel



Műszaki adatok

Méretek	19 cm × 10 cm × 21 cm
Nettó tömeg	400 g (jellemző érték)
Látómező	42 fok
Legkisebb pupillaátmérő	2,5 mm
Képfelbontás	1920 × 1080 (1080p)
Fénytorés-kompenzáció	-20 D ~ +20 D
Fókuszálás módja	kézi
Vaku üzemmód	fehér LED / közeli infravörös LED
LCD kijelző	3,5 hüvelykes TFT színes kijelző
Képformátum	JPEG (fénykép)
Csatlakozó	Micro USB
Képtávitel	Micro USB, Wi-Fi-átvitel
Tárolás	Micro SD-kártya, legfeljebb 32 GB
Áramforrás	Li-ion újratölthető akkumulátor, 3,6 V / 3400 mAh