

Altató-lélegeztetőgép

VA-200

Kizárólag állatorvosi használatra

Kétféle, 300 ml-es és 1500 ml-es fűjtatóval;
100 kg-nál kisebb testtömegű állatokhoz




Valós idejű kijelzés: légzésszám, I:E arány,
légzési térfogat, légúti csúcsnyomás

Nyomáshatárolt üzemmód
a biztonság érdekében

Beépített, újratölthető akkumulátoros tápellátás,
amely teljesen feltöltve több mint 4 órán át
működik.

Hálózati áramkimaradás- és
akkumulátorfeszültség-riasztás

Elektronikusan vezérelt
és kézi üzemmód



VA-200 állatorvosi altató-lélegeztetőgép, amely különböző állatok műtét közbeni automatikus légzésvezérlésére, légzéskezelésére és légzésmonitorozására alkalmas.

Műszaki adatok:

Méret	253 mm × 224 mm × 112 mm
Tömeg	3,22 kg
Légzésszám	2–120/perc
I:E arány	3:1; 2:1; 1,5:1; 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3
Belégzési légzési térfogat	20–100–1500 ml
Kilégzési légzési térfogat	20–1500 ml
Légúti csúcsnyomás (PIP) beállítása	5–60 cmH ₂ O
Légúti nyomás mérése	0–99 cmH ₂ O
Testtömeg-tartomány	1,5 kg – 100 kg