

# TT-VA50

## Álló (vertikális) autokláv

Alkalmas sebészeti és fogászati eszközök, üvegáruk, biológiai kötszerek, élelmiszerek és egyéb termékek sterilizálására.

### Műszaki adatok

| Paraméter                                    | Érték              |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Modell                                       | TT-VA50            |
| Kamratérfogat                                | 50 l               |
| Üzemi nyomás                                 | 0,23 MPa           |
| Üzemi hőmérséklet                            | 105–136 °C         |
| Hőmérséklet-pontosság                        | 0,1 °C             |
| Kamra anyaga                                 | S304               |
| Kamra mérete                                 | Ø 385 × 515 mm     |
| Zajszint                                     | ≤ 65 dB            |
| Üzemeltetési magasság (tengerszint felett)   | ≤ 2700 m           |
| Alaptartozék                                 | Kosár              |
| Teljesítményfelvétel                         | 4 kW               |
| Külső méret (szélesség × mélység × magasság) | 645 × 610 × 810 mm |
| Nettó tömeg                                  | 91 kg              |