



# TT-SS12L

## Kis méretű asztali gőzsterilizátor

Sterilizálás LCD érintőképernyővel és nyitott víztartállyal

Fogászati, szemészeti, laboratóriumi és állatorvosi rendelők mindennapi igényeinek kielégítésére!



A készülék előnézete, felül az LCD érintőkijelzős kezelőpanellel

## Főbb jellemzők

- Gyors sterilizálási funkció
- Kevesebb vízfelhasználás
- Jobb szárítási hatás
- Élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acél tartály és tartókeret
- Nagy méretű LCD kijelzőpanel
- Szűrőfunkcióval ellátott víztartály
- Beépített nyomtató

## A készülék előnyei



HATÉKONY STERILIZÁLÁS



ROZSDAMENTES ACÉL ANYAG



STABIL MŰKÖDÉS



HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS



*A készülék nyitott ajtóval: rozsdamentes acél kamra a sterilizálandó eszközök tálcáival*



## Beépített nyomtató

Beépített nyomtató funkció a vizsgálati adatok jól áttekinthető rögzítéséhez.



A beépített nyomtató egysége

## Nagy méretű LCD kijelzőpanel

A nagy képernyős LCD kijelzőpanel és az érintógombok jelentősen megkönnyítik a kezelést.



A kezelőpanel: bal oldalon a nyomás (kPa), a hőmérséklet (°C) és az idő (perc) kijelzése, középen a program- és a tesztfunkció választógombjai, valamint a ciklusgörbe és a dátum-/időkijelzés, jobb oldalon a navigációs és az indítógombok

## Műszaki adatok

A TT-SS12L típus (12 literes kamra) műszaki paraméterei:

| Modell                                         | TT-SS12L                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Minőségi besorolás                             | B osztály                                 |
| Kamra (átmérő × mélység)                       | 200 × 350 mm                              |
| Külső méretek (szélesség × mélység × magasság) | 580 × 450 × 410 mm                        |
| Csomagolási tömeg                              | 47 kg                                     |
| Csomagolás mérete                              | 64 × 50 × 54 cm                           |
| Névleges teljesítmény                          | 1500 W                                    |
| Névleges feszültség                            | 110/220 V, 50/60 Hz, B                    |
| Sterilizálás (nyomás / hőmérséklet)            | 90–130 kPa / 121 °C; 200–230 kPa / 134 °C |
| Víztartály űrtartalma                          | 3,5 l                                     |
| Vízmennyiség                                   | 0,2–0,3 l                                 |



## Elérhetőség

---

**TooToo Meditech Co., Ltd.**

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Telefon: +86-755-28306385

E-mail: [info@newtootoo.com](mailto:info@newtootoo.com)

Web: [www.newtootoo.com](http://www.newtootoo.com)