



TT-SS45

Pulzáló vákuumos gőzsterilizátor

Nagy teljesítményű, 45 literes kamrával rendelkező asztali gőzsterilizátor érintőképernyős kezelőfelülettel.



A készülék előnézete, jobb oldalon az érintőképernyős kezelőfelülettel és az adagolónyílással



Műszaki adatok

A TT-SS45 típus műszaki paramétereit:

Típuskód	TT-SS45
Modell (űrtartalom)	45 l
Belső méretek (kamra)	Ø 325 × 595 mm
Készülék méretei	775 × 675 × 535 mm
Névleges feszültség	AC 110 V / 220 V, 50 ± 1 Hz
Felvett teljesítmény	3000 VA
Sterilizálási hőmérséklet	121 °C / 134 °C
Kismegszakító	C16, 400 V~, 50 Hz
Vízartály űrtartalma	7,5 l (legmagasabb vízszint) 1,0 l (legalacsonyabb vízszint)
Zajhatár	< 70 dB (A-súlyozás)
Üzemeltetési környezet	Környezeti hőmérséklet: 5 °C – 40 °C Relatív páratartalom: ≤ 85% Légnyomás: 70 kPa – 106 kPa Tápellátás: 110 V / 220 V váltóáram; 50 Hz ± 1 Hz
Nettó tömeg	98 kg
Bruttó tömeg	118 kg
Csomagolás méretei	860 × 710 × 785 mm

További képek



A készülék hátoldala: szellőzőrács, hálózati csatlakozó és kábelkivezetés



A készülék fa szállítóládába csomagolva

Elérhetőség

TooToo Meditech Co., Ltd.

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Telefon: +86-755-28306385

E-mail: info@newtootoo.com

Web: www.newtootoo.com