

TT-HPS100 hidrogén-peroxidos sterilizáló készülék

Műszaki specifikáció

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Kijelző	4,3 hüvelykes érintőképernyő
Koncentrációtartomány	7,5% (m/m) hidrogén-peroxid (H ₂ O ₂) fertőtlenítőszer, 0–188,4 mg/m ³
Porlasztott cseppméret	átlagosan 1 µm
Permetezett mennyiség	15–18 ml/perc
Ködkibocsátás módja	egyirányú ködkibocsátás
Működési idő	60 perc
Törzsoldat-tartály térfogata	1 liter
Természetes baktériumflóra elpusztítási aránya	> 90%; fa munkalapon a csíraszám-csökkenés log > 1
Staphylococcus albus elpusztítási aránya	> 99,99%
Teljesítményfelvétel	1300 W
Külső méretek (szélesség × mélység × magasság)	452 × 256 × 346 mm
Nettó tömeg	10,5 kg

Ábra

[ÁBRA: A TT-HPS100 hidrogén-peroxidos sterilizáló készülék termékfotója.]

Az eredeti dokumentumban ezen a helyen a készülék termékfotója szerepel. A fénykép a berendezést mutatja be; feliratozott gomb-, csatlakozó- vagy méretjelölést nem tartalmaz, ezért a fenti műszaki adatokon túl további szöveges információt nem hordoz. A kép azonosíthatóság céljából az alábbiakban megőrizve szerepel.

