

TT-UC20 ultrahangos tisztító

Műszaki specifikáció

Alkalmazási terület

Laboratóriumokban, kórházakban, fogászati rendelőkhben és hasonló területeken történő használatra alkalmas. Többfunkciós ultrahangos tisztító, LCD kijelzővel.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Ultrahang frekvenciája	40 kHz
A belső kád (kádbetét) anyaga	SS304 rozsdamentes acél
Űrtartalom	20 liter
Állítható hőmérséklet	szobahőmérséklettől 60 °C-ig
Állítható időzítés	LCD-időzítő, 1–99 perc
Kijelző	LCD kijelző
Ultrahang teljesítménye	360 W
Fűtési teljesítmény	500 W
Belső (kád-) méretek	330 × 300 × 200 mm (hosszúság × szélesség × magasság)
Külső méretek	360 × 393 × 445 mm (hosszúság × szélesség × magasság)
Nettó tömeg	11,45 kg
Bruttó tömeg	13 kg

Ábra

[ÁBRA: A TT-UC20 ultrahangos tisztító termékfotója.]

Az eredeti dokumentumban ezen a helyen a készülék termékfotója szerepel. A fénykép a berendezést mutatja be; feliratozott kezelőszerv-, csatlakozó- vagy méretjelölést nem tartalmaz, ezért a fenti műszaki adatokon túl további szöveges információt nem hordoz. A kép azonosíthatóság céljából az alábbiakban megőrizve szerepel.



Fordítói megjegyzések

- Az eredeti dokumentumban az ultrahang teljesítménye „360w” alakban szerepel; ez nyilvánvaló elgépelés (helyesen: 360 W).
- Az eredeti dokumentumban a belső és a külső méretek megnevezése hibásan „iner”, illetve „Duter” alakban szerepel (helyesen: inner = belső, outer = külső).