

TT-VA30

Álló (vertikális) autokláv

Alkalmas sebészeti és fogászati eszközök, üvegáruk, biológiai kötszerek, élelmiszerek és egyéb termékek sterilizálására.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell	TT-VA30
Kamratérfogat	30 l
Üzemi nyomás	0,23 MPa
Üzemi hőmérséklet	105–136 °C
Hőmérséklet-pontosság	0,1 °C
Kamra anyaga	S304
Kamra mérete	Ø 385 × 412 mm
Zajszint	≤ 65 dB
Üzemeltetési magasság (tengerszint felett)	≤ 2700 m
Alaptartozék	Kosár
Teljesítményfelvétel	4 kW
Külső méret (szélesség × mélység × magasság)	645 × 610 × 710 mm
Nettó tömeg	86 kg