

enbio.



Enbio S
Ismerje meg az Enbio S autoklávot.
A sebesség mestere.

Designed
in Switzerland

Új dimenzió. Kiemelkedő teljesítmény.

Az Enbio sterilizálók akár 6-szor kisebbek, 4-szer gyorsabbak és 3-szor könnyebbek egy hagyományos B osztályú autoklávnál. Munkahatékonyságban azonban bármikor felveszik a versenyt.




6x
kisebb

4x
gyorsabb

3x
könnyebb

B osztály
TripleVacuum

Az idő pénz.



Egy forgalmas rendelőben, ahol naponta több tucat fogászati vagy sebészeti beavatkozás zajlik, kulcsfontosságú a megfelelő időzítés. Az Enbio teljesen átalakítja a sterilizálási munkafolyamatot: a drága műszerek két beteg között újra feldolgozhatók, a sürgősségi sterilizálás pedig mindössze néhány perc alatt elvégezhető.

Enbio S

15 perc

Hagyományos autokláv

akár 60 perc



Enbio S. A sebesség mestere.

Az Enbio S kompakt kialakítása révén a legszűkebb helyre is elfér. Hihetetlenül rövid ciklusideje vészhelyzetben is megmenti a beavatkozást, vagy lehetővé teszi a műszerek folyamatos sterilizálását a betegek között.



Csomagolatlan
FAST / 134°C

7 perc

Csomagolt
B osztály / 134°C

15 perc

Csomagolt
B osztály / 121°C

30 perc



Orvostechnikai tanúsítás

IIb osztályú orvostechnikai eszköz
EN 13060
93/42/EGK irányelv



Készülék tömege

15 kg

Kapacitás

Max. csomagszám (kb.)
Max. ajánlott töltettség
Sterilizálókamra térfogata

8
0,5 kg
2,7 l

Nyomás és hőmérséklet

Üzemi nyomás
Max. nyomás
Max. folyamathőmérséklet

2,1 bar
2,45 bar
137°C

Méretek

Szélesség
Magasság
Mélység

25 cm
15,8 cm
56 cm

Elektromos adatok

Tápfeszültség
Névleges teljesítmény
Max. áramfelvétel

220-240V / 50Hz
2,25 kW
10 A

Egyéb


Védettségi fokozat
Adatarchiválás
Víz vezetőképessége*

IP20
USB-kulcs
< 15 µS/cm

* csak demineralizált víz


Csúcstechnológia

Az Enbio autoklávjai sokéves, kiterjedt kutatómunka eredményei, és a modern orvostechnika legkorszerűbb képviselői.



Szuperegyszerű.

Csatlakoztassa. Válasszon programot. Kezdjen dolgozni.
Ennyi az egész. Nincs szükség hosszas betanításra.
Csak végezze a munkáját.



1. Csatlakoztatás
2. Programválasztás
3. Munka indítása



Több mint 200 forgalmazóból álló, folyamatosan bővülő hálózatunk közel 50 országban dolgozik azon, hogy az Enbio forradalma Önhöz is eljusson. Olvassa be a QR-kódot, és keresse meg az Önhöz legközelebbi forgalmazót.



Globális jelenlét.

Az Enbio autoklávokat az EU-ban gyártják, és Európát, Észak-Amerikát és a Közel-Keletet lefedő logisztikai központokon keresztül forgalmazzák világszerte.

2017 óta az Enbio közössége több mint 60 000 elégedett felhasználóra nőtt, akik sikeresen sterilizálják eszközeiket autoklávjainkban.

