

enbio.



Enbio PRO

**Ismerje meg az Enbio PRO autoklávot.
A sebesség mestere.**

Designed 
in Switzerland

Új dimenzió. Kiemelkedő teljesítmény.

Az Enbio sterilizálók akár 6-szor kisebbek, 4-szer gyorsabbak és 3-szor könnyebbek egy hagyományos B osztályú autoklávnál. Munkahatékonyságban azonban bármikor felveszik a versenyt.




6x
kisebb

4x
gyorsabb

3x
könnyebb

B osztály
TripleVacuum

Az idő pénz.



Egy forgalmas rendelőben, ahol naponta több tucat fogászati vagy sebészeti beavatkozás zajlik, kulcsfontosságú a megfelelő időzítés. Az Enbio teljesen átalakítja a sterilizálási munkafolyamatot: a drága műszerek két beteg között újra feldolgozhatók, a sürgősségi sterilizálás pedig mindössze néhány perc alatt elvégezhető.

Enbio PRO

18 perc


Hagyományos autokláv

akár 60 perc



Enbio PRO. Kis méretek. Nagy kapacitás.

Az Enbio PRO ideális, megbízható alapgép kisebb rendelők számára.
Rendkívül gyors sterilizálás, és elegendő hely a legtöbb műszer –
köztük a népszerű implantátumkazetták – befogadására.



Csomagolatlan FAST / 134°C	Csomagolt B osztály / 134°C	Csomagolt B osztály / 121°C	Csomagolt / PRION B osztály / 134°C
9 perc	18 perc	30 perc	43 perc



Készülék tömege

20 kg

Kapacitás

Max. csomagszám (kb.)
Max. ajánlott töltettség
Sterilizálókamra térfogata

16
0,8 kg
5,3 l

Nyomás és hőmérséklet

Üzemi nyomás
Max. nyomás
Max. folyamathőmérséklet

2,1 bar
2,45 bar
138°C

Méretek

Szélesség
Magasság
Mélység

27 cm
20 cm
57,5 cm

Elektromos adatok

Tápfeszültség
Névleges teljesítmény
Max. áramfelvétel

220-240V / 50Hz
3,25 kW
16 A

Egyéb


Védettségi fokozat
Adatarchiválás
Víz vezetőképessége*

IP20
USB-kulcs
< 15 µS/cm

* csak demineralizált víz


Csúcstechnológia

Az Enbio autoklávjai sokéves, kiterjedt kutatómunka eredményei, és a modern orvostechnika legkorszerűbb képviselői.



Szuperegyszerű.

Csatlakoztassa. Válasszon programot. Kezden dolgozni.
Ennyi az egész. Nincs szükség hosszas betanításra.
Csak végezze a munkáját.



1. Csatlakoztatás
2. Programválasztás
3. Munka indítása



Több mint 200 forgalmazóból álló, folyamatosan bővülő hálózatunk közel 50 országban dolgozik azon, hogy az Enbio forradalma Önhöz is eljusson. Olvassa be a QR-kódot, és keresse meg az Önhöz legközelebbi forgalmazót.



Globális jelenlét.

Az Enbio autoklávokat az EU-ban gyártják, és Európát, Észak-Amerikát és a Közel-Keletet lefedő logisztikai központokon keresztül forgalmazzák világszerte.

2017 óta az Enbio közössége több mint 60 000 elégedett felhasználóra nőtt, akik sikeresen sterilizálják eszközeiket autoklávjainkban.

